



Installationsanleitung für Psyquado 4.0

Legen Sie bitte die Installations-CD in das Laufwerk. Normalerweise startet die CD automatisch. Sollte das bei Ihrem PC nicht der Fall sein, starten Sie bitte den Explorer, wählen Sie das Laufwerk für das CD-ROM aus und doppel-klicken Sie bitte die Datei „setup.exe“

Psyquado gibt es als Einzelplatz-Lizenz und als Netzwerk-Lizenz.

Bei der Einzelplatz-Lizenz werden alle Dateien auf Ihrem PC in einem Verzeichnis installiert. Sofern Sie die Netzwerk-Lizenz erworben hatten (ggf. bereits für die Vorversion), dann wird die Hauptdatenbank auf Ihrem Netzwerkserver eingerichtet. Bitte sprechen Sie ggf. mit Ihrem Rechenzentrum oder Ihrer EDV-Abteilung. Sie können Psyquado sowohl in einem Novell Netzwerk als auch in einem NT-Netzwerk betreiben.

Sie sollten vor der Neuinstallation eine Datensicherung Ihrer bisherigen Psyquado Version vornehmen.

Folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm während der Installation!

Es werden folgende Programmdateien auf Ihrem Rechner installiert:

Psyq40d0.mdb	=	Psyquado Hauptdatenbank
Psyq40sy.mdb	=	Psyquado Programm
Psyq40ds.mdb	=	Psyquado Client-Datenbank
Psyq40im.mdb	=	Konvertierungsprogramm für Ihre Daten Aus der Vorversion Psyquado 3.1
Psyq40ex.mdb	=	optionales Exportprogramm für lokale Auswertung und globale Auswertung im Arbeitskreis (Internet) dieses Modul muß separat erworben werden.

Bei einer Netzwerkinstallation wird die Datei psyq40d0.mdb auf dem Server im Verzeichnis <PSYQ40DB> installiert. Die Dateien psyquado40sy(ds).mdb werden auf jedem client (Arbeitsplatz PC) im Verzeichnis <PSYQ40> installiert.

Die Datei psyq40im.mdb wird in einem Unterverzeichnis zu PSYQ40 \PSYQ40IM auf nur einem client installiert.

Die Datei psyq40ex.mdb, sollte soweit das Programm erworben wurde aus Datenschutzgründen möglichst nur auf einem client ebenfalls als Unterverzeichnis zu PSYQ40 \PSYQ40EX installiert werden. Zu dem Verzeichnis PSYQ40EX wird noch ein Unterverzeichnis gebildet \EXPORT erstellt. In dieses Verzeichnis gelangen dann die aus dem Programm zwecks weiterer Auswertungen exportierter Daten.

Sobald das Psyquado Setup-Programm von der CD gestartet wurde, geben Sie nach Aufforderung bitte die entsprechenden Pfade ein. Z.B. C:\PSYQ40\, C:\PSYQ40\PSYQ40IM\, F:\PSYQ40DB\ etc. bzw. die für Ihre Umgebung relevanten Pfade.

Das Setup Programm erledigt den Rest. Zusätzlich werden einige System Dateien DLL´s und OCX Dateien installiert, sowie eine Access Runtime.

Die Einrichtung und Bedienung entnehmen Sie bitte dem Handbuch, welches auf der CD auch elektronisch vorliegt und auf dem Rechner installiert wird.